



MANUAL DE INSTRUCCIONES
BASCULA DE BAÑO INTELIGENTE
MODELO BBCH 6103



Escanee el código QR
correspondiente para
descargar la APP



ADECUADO PARA USO FAMILIAR.

Este producto es solo para uso doméstico

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL ANTES DE PONER EN MARCHA.

NO MANIPULE ESTA BASCULA INTERNAMENTE.

Los textos, fotos, colores figuras y datos corresponden al nivel actual técnico del momento en que se han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones motivadas por el desarrollo permanente de la técnica en nuestros productos

Báscula de baño

Gracias por elegir esta báscula de baño inteligente. Esta báscula de baño completa puede ayudarlo a medir convenientemente el peso corporal, el IMC, la tasa de grasa corporal, la grasa visceral, el agua corporal, la tasa de músculo esquelético, la masa muscular, la masa ósea, las proteínas, la BMR y la edad corporal. **IMPORTANTE:** Lea atentamente estas instrucciones en este manual antes de usar el dispositivo. El incumplimiento de las instrucciones dadas en el manual o el uso de esta báscula de maneras diferentes a las mencionadas en este manual puede ocasionarle lesiones o daños a la báscula.

PARÁMETROS GRABADOS:

- Peso
- IMC
- Índice de grasa corporal
- Grasa visceral
- Agua corporal
- Frecuencia muscular esquelética
- Masa muscular
- Masa ósea
- Proteína
- BMR
- Edad corporal
- Registro de estatura (<16 años)

SÍMBOLOS DE INDICACIÓN	
LO	Batería baja: cambie las baterías
Err	Sobrecarga
C	Se ha producido un error durante la medición. Bájese de báscula y pise de nuevo para repetir proceso de medición.

QUE HAY EN EL PAQUETE : 1 x Báscula baño inteligente 1 x Manual de usuario

PRECAUCIONES: **NO** lo use con implantes médicos como marcapasos. **NO** se pare en el borde de la báscula ni salte sobre ella. **NO** sobrecargue la báscula (MAX. 180 kg / 396 lb). **NO** deje caer la balanza ni que caigan objetos sobre la báscula ya que esto puede dañar los sensores. **NO** sumerja la báscula en agua ni use agentes químicos de limpieza. Limpie la báscula con un paño ligeramente húmedo. **NO** recomendado para mujeres embarazadas. **NO** se recomienda para bebés, niños pequeños y niños menores de 10 años. Cualquier medición obtenida usando este dispositivo es solo para referencia y no debe considerarse como una opinión médica. Consulte a su médico de atención primaria o médico antes de realizar cambios en su dieta, plan de ejercicios o actividades físicas. Coloque siempre la báscula sobre una superficie dura, seca y plana antes de la medición. Asegúrese de que sus pies estén secos antes de pisar la báscula. Conecte las baterías de acuerdo con las polaridades correctas indicadas. Retire las baterías si la báscula no se usa durante un período prolongado de tiempo. El usuario menor de 6 años, solo función de peso, sin IMC y grasa corporal, etc. datos.

El usuario menor de 10 años, solo peso y función de IMC, sin grasa corporal, etc. datos. **Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. los niños no deben jugar con el aparato. los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión**

ESPECIFICACIÓN

Pantalla LCD

Unidad de peso: kg / lb (cambie las unidades en la parte inferior del cuerpo de la báscula)

Límite de peso: 6 kg - 180 kg (13.2 lb - 396 lb)

Número de cuentas: Sin limitación (cada cuenta puede agregar 24 personas)

Modo bebé: le permite ver el peso del bebé

DISPOSITIVOS DE APOYO: IOS 8.0 o superior Android 5.0 o superior

INSTALAR FITDAYS

1. Busque "Fitdays" en Apple Store o Google Play o escanee el código QR a continuación: 2. Descargue e instale la aplicación en su dispositivo.
3. El icono de la aplicación aparecerá en su teléfono o tableta después de que se complete la instalación






CÓMO USAR LA APLICACIÓN

1. Instale las baterías del paquete o extraiga el aislante si las baterías ya han estado adentro. Coloque la balanza en el suelo duro y plano.

SUPERFICIE PLANA Y DURA



ALFOMBRA O SUPERFICIE IRREGULAR



2. Encienda el Bluetooth en su teléfono inteligente o tableta.
3. Registre su propia identificación por correo electrónico o cuenta de redes sociales.
4. Agregue datos personales y confirme OK. Nota: Anotar el género (masculino o femenino), edad, altura o nivel de corporeidad incorrectos puede provocar que las mediciones sean inexactas.
5. Toque su pie en la báscula para activar la pantalla. Espere hasta que la pantalla muestre "0.0" (kg / lb)
6. Pise la báscula con los pies DESNUDOS para encenderla.

Male

Female

Nickname

15075

Birthday

01/01/1995

Height

165cm

Target weight

56.1kg

Athlete mode

☐

The personal information is only assessed as health data, Fitdays will keep you confidential

Confirm

Male

Female

Nickname

Fitdays

Birthday

29/11/1995

Height

163 cm

Target weight

54.7kg

Athlete mode

☐

The personal information is only assessed as health data, Fitdays will keep you confidential

Confirm

Fitdays

0.00 kg

Target 56.1 kg

Weight

BMI

Body fat rate

More Data >>

Weight

BMI

Body fat rate

Measure

Chart

Mine



NOTA:
Si pisa la báscula con medias o calcetines, solo se medirá el peso y el IMC y se mostrarán en la página principal. Para obtener datos completos, pise la báscula con los pies descalzos. 7. El número en la pantalla parpadea cuando la báscula está pesando y analizando. Continúe parado en la báscula hasta que el círculo esté estable y muestre que su teléfono ha recibido todos los datos de la báscula.

Fitdays

0.00 kg

Target 56.1 kg

Weight

BMI

Body fat rate

More Data >>

Weight

BMI

Body fat rate

Measure

Chart

Mine

Fitdays

51.50 kg

Target 52.7 kg

Weight

BMI

Body fat rate

More Data >>

Weight

BMI

Body fat rate

Measure

Chart

Mine

Details

17:54 06/12/2018

0.80 kg

0.9

Body fat rate

Than last time 17:53

Weight

BMI

Body fat rate

Visceral fat

Body water

skeletal muscle rate

Muscle mass

bone mass

Protein

BMR

8. Puede encontrar el informe de análisis sobre Peso corporal, IMC, BMR, Músculo, Masa ósea, etc. (ver detalles completos en Más datos >>). Cuando hace clic en Grabar, puede ver su formulario de chat de seguimiento a largo plazo. Fitdays le permite hacer zoom + el registro para todas las funciones a través del icono derecho; Fitdays también es compatible con el registro de recientemente, semana, mes y año;

GUARANTEE DOCUMENT

Thank you for purchasing this COMELEC product, this device has been checked in all its components meticulously, so we guarantee the correct operation, but for this to be the case we need that YOU read the instruction book carefully, as this will contribute to the best performance of this article.

P.G.E. S.L guarantees to the buyer of this product, a total guarantee of TWO YEARS, governed by the established conditions whose regulation is found in Royal Legislative Decree 1/2007 of 16 December, which approves the revised text of the General Law for the Defense of Consumers and Users, (articles 114 to 127)

P.G.E. S.L is committed to repairs are completely free, labor and spare parts, including.

The Technical Assistance Service will resolve any repairs that may be required by this apparatus.

Carefully review the INSTRUCTION BOOK included, on the use, maintenance and conservation of the device.

Any anomaly that could occur due to the non-observance of such instructions will not be protected for the guarantee.

The date of sale of the device, for the purposes of warranty period, will be that which appears on the purchase invoice.

Guarantee operation: As regards all those compliance defects detected by the technical assistance, which are manifested within six months of the delivery of the goods, it is assumed that they already existed on that date, the intervention will be completely free, (unless this hypothesis is incompatible with the nature or nature of the conformity defect).

During the following eighteen months, it must be the user who demonstrates. That the lack of conformity it was coming at the time of delivery.

MANUFACTURED CHINA FOR COMELEC

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Name: PRAGMATICA GRUPO EUROPEO, S.L

Address: Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons

Post Code, 46970 City: Alaquas VALENCIA

We declare under our responsibility that the product:

Product Description: Smart body fat scaler

Model ; BBCH6103

Brand: COMELEC

It complies with the European Union legislation in compliance with the 2004/108 / EU guidelines

The standards apply:

EN 61000-3-3:2013

Name: Pablo Gonzalez

Position : Administrador

Date: 10 Enero 2.019

Signature:

INFORMATION ON RECYCLING

Disposal of the old appliance, the European Directive 2002/96 / EC on waste equipment Electrical and Electronic (WEEE), establishes that old appliances can not be thrown as municipal waste without normal classification. Appliances have to be collected separately with the to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.

The symbol "container with wheels" crossed out on the product reminds you of obligation, that when you dispose of the device must be collected separately. Consumers should contact the local or retail authority to obtain information about the correct disposal of your old device.

Pragmatica Grupo Europeo, S.L

Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons

46970 Alaquas VALENCIA Tfn. 963 313 252

USER

DATE OF SALE

Seller's signature and stamp

IMPORTANT: To make the guarantee effective, the SELLER must fill out, sign and stamp this Certificate. To receive assistance under the conditions set forth in this certificate, please submit to the Technical Service Authorized, this document next to the Purchase Invoice.

TROUBLESHOOTING GUIDE

1. Bluetooth not connected: The scale and smart phone must be both have Bluetooth on. Check the IOS version of your smart phone; it must be IOS 8.0 or higher / Andorid 5.0 or higher. Click Me --> device find the scale. **2. No body fat data measured when weighing.** User must be barefoot to measure the body fat. Make sure your feet and the scale are both dry. Scale not finishing weighing when the number display is flashing (Keep standing on the scale around 10 second until the number on the display stops flashing). Bluetooth is not turned on. Bluetooth is paired with a difference scale. **3. The scale is producing inconsistent weights:** Check whether the scale is on a hard, flat surface. Check each sensor foot on the back to make sure nothing is stuck to the bottom of it. Remove the batteries to restart the scale. **4. The App is display the incorrect flat-muscle ratio.** The body parameter setting is incorrect, check to make sure that you enter the correct gender, height, and age. **5. How do I recalibrate the scale after moving it or change the batteries?.** Step on the scale to turn it on. Let is automatically drop to 0.0kg/lb to calibrate. **6. The scale does not turn on.** Remove the batteries and put it back. Make sure to insert the batteries in the correct direction. **7. How to change unit?.** You need to change the scale unit by the backside button. Then APP will show the same unit with the scale.

BATTERY ADVICE



If the scale is not to be used for long periods, it's recommended to remove the battery to avoid damage to the scale due to possible battery leakage. Keep the battery out of reach of children.



Do not mix old and new batteries, with different compositions or of different brands in order to prevent possible leakage, explosion.

Do not heat or deform the batteries or explore to fire.



Waste batteries should not disposed of with household waste.

Please check with your local authority for battery recycling advice.

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local Authority or retailer for recycling advice.

DISPOSAL



The packaging material is recyclable. Please dispose of it in an environmentally friendly manner and take it to a recycling centre.





Dispose of the device in an environmentally friendly manner. Dispose of it at a recycling centre for used electrical and electronic devices.




You can obtain more information from your local authorities.





The batteries should be removed prior to disposal of the device and disposed of separately from the device. To protect the environment, non-rechargeable and rechargeable batteries may not be disposed of with normal household waste, but must be taken to suitable collection points. Also note the relevant statutory regulations governing the disposal of batteries.



9. Agregue, cambie de usuario haciendo clic  o haga clic en Yo -> Administrar usuarios, luego agregue datos personales. La báscula inteligente puede reconocer qué usuario la pisa y recordarle que cambie al usuario correcto. Cada cuenta puede admitir 24 usuarios.



10. Pesaje del bebé: haga clic en + -> Modo bebé. Súbase a la báscula por su cuenta, después de que la báscula obtenga su peso, y luego sostenga al bebé para obtener el peso del bebé.



GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS: 1. Bluetooth no conectado

La báscula y el teléfono inteligente deben tener Bluetooth activado. Verifique la versión IOS de su teléfono inteligente; debe ser IOS 8.0 o superior / Andorid 5.0 o superior. Haga clic en mí -> dispositivo para encontrar la escala. 2. No se midieron datos de peso corporal al pesar. El usuario debe estar descalzo para medir el peso corporal. Asegúrese de que sus pies y la báscula estén secos. La báscula no termina de pesar cuando la pantalla del número parpadea (manténgase parado en la báscula alrededor de 10 segundos hasta que el número en la pantalla deje de parpadear). Bluetooth no está activado. Bluetooth está emparejado con una escala de diferencia. 3. La báscula está produciendo pesos inconsistentes. Compruebe si la báscula está en una superficie dura y plana. Revise cada pie del sensor en la parte posterior para asegurarse de que no haya nada pegado en la parte inferior. Retire las baterías para reiniciar la báscula. 4. La aplicación muestra la proporción incorrecta de músculos planos. La configuración del parámetro del cuerpo es incorrecta, verifique para asegurarse de ingresar el sexo, la altura y la edad correctos. 5. ¿Cómo recalibro la báscula después de moverla o cambiar las baterías?. Pise la báscula para encenderla. Dejar caer automáticamente a 0.0 kg / lb para calibrar. 6. La báscula no se enciende. Retire las baterías y vuelva a colocarlo. Asegúrese de insertar las baterías en la dirección correcta. 7. ¿Cómo cambiar la unidad? Debe cambiar la unidad de escala con el botón de la parte posterior. Luego, APP mostrará la misma unidad con la escala.

Consejo de batería

 Si la báscula no se va a utilizar durante largos períodos, se recomienda quitar la batería para evitar daños a la báscula debido a una posible fuga de la batería.

 Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
 No mezcle baterías viejas y nuevas, con diferentes composiciones o de diferentes marcas para evitar posibles fugas, explosiones.

 No caliente ni deforme las baterías ni explore para disparar.

 Las baterías usadas no deben desecharse con la basura doméstica.

 Consulte con su autoridad local para obtener consejos sobre el reciclaje de baterías.



 Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos de reciclaje.

 El material de embalaje es reciclable. Por favor, deséchelo en un medio ambiente de manera amigable y llevarlo a un centro de reciclaje.

 Deseche el dispositivo de forma respetuosa con el medio ambiente. Deséchelo en un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos usados. Puede obtener más información de sus autoridades locales.

 Las baterías deben retirarse antes de desechar el dispositivo y desecharse por separado del dispositivo. Para proteger el medio ambiente, no recargable y las baterías recargables no pueden desecharse con la basura doméstica normal, pero debe llevarse a los puntos de recogida adecuados. También tenga en cuenta las regulaciones legales relevantes que rige la eliminación de baterías.

9. Add, switch user by click,  or click Me --> Manage users, then add personal data. The Smart scale can recognize which user is step on it and remind user to switch the correct user. Each account can support 24 users.



10. Weighing baby: click + --> Baby Mode. Step on the scale by your own, after scale gets your weight, and then hold the baby to get the weight of baby.

5. Tap your foot on the scale to activate the display. Wait until the display shows “0.0”(kg/lb)
6. Step on the scale with BARE feet to turn the scale on.

Clean and Bare feet




With socks or shoes



NOTE:

If stepping on the scale with socks, only weight and BMI will be measured and displayed on the main page. To get complete data, please step on the scale with bare feet. 7. The number on the display is flashing when the scale is weighing and analyzing. Continue to stand on the scale until the circle is stable and shows, your phone has received all the data from the scale.



8. You can find the analyzing report on Body Weight, BMI, BMR, Muscle, Bone Mass etc. (see full details on More data >>). When you click Record, you can see your long-term track chart form. Fitdays supports you to Zoom + the record for every functions via the right icon; Fitdays also supports record for recently, week, month and year;

DOCUMENTO DE GARANTIA

Gracias por haber adquirido este producto COMELEC, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.

P.G.E.S.L garantiza al comprador de este producto, una garantía total de DOS AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127)

P.G.E.S.L se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.

El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.

Revise atentamente el LIBRO DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.

Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.

La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.

Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).

Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quien demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO CHINA PARA COMELEC

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del Fabricante: PRAGMATICA GRUPO EUROPEO, S.L

Dirección: Tapissers 10 Polígono Industrial Els Mollons

Código Postal, 46970 Ciudad: Alaquas VALENCIA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Descripción del Producto: Báscula de baño inteligente

Modelo: BBCH6103

Marca: COMELEC

Es conforme con la legislación de la Unión Europea

umpliendo las directrices 2004/108/EU

Se aplican los estándares:

EN 61000-3-3:2013

Nombre: Pablo Gonzalez

Cargo: Administrador

Fecha: 10 Diciembre 2.019

Firma:

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE

Eliminación del electrodoméstico viejo, la Directiva Europea 2002/96 / CE sobre residuos de aparatos eléctricos y Electrónicos (RAEE), establece que los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados como basura municipal sin clasificar normal. Aparatos tienen que ser recogidos por separado con el fin de optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo "contenedor con ruedas" tachado en el producto le recuerda su obligación, que cuando se deshaga del aparato debe ser recogido por separado.



Los consumidores deben contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su viejo aparato.

Pragmatica Grupo Europeo, S.L

Tapissers 10 Polígono Industrial Els Mollons

46970 Alaquas VALENCIA Tfno. 963 313 252

USUARIO:

FECHA DE VENTA

Firma y sello del vendedor

IMPORTANTE: Para hacer efectiva la garantía, el VENDEDOR debe llenar, firmar y timbrar este Certificado. Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en este certificado, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, este documento junto a la Factura de Compra.



MANUAL DE INSTRUÇÕES ESCALA DE BANHO INTELIGENTE MODELO BBCH 6103



Digitalize o código QR correspondente para baixar o aplicativo




ADEQUADO PARA USO FAMILIAR
Este produto é apenas para uso doméstico

**POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE
POR O APARELHO EM FUNCIONAMENTO.**




NUNCA MANIPULE INTERNAMENTE.

Os textos, fotos, cores, figuras e dados deste manual correspondem ao nível técnico no momento da sua impressão. Reservámo-nos o direito de introduzir modificações, motivadas pelo desenvolvimento técnico dos nossos produtos

2. Turn on the Bluetooth on your smart phone or tablet.
3. Resister your own ID by email or social media account.



4. Add personal data and confirm OK. **Note:** Enter the wrong gender, age, height, or corporeity level may result in measurements being inaccurate.



Thanks for choosing smart body fat scale. This fully body composition scale can help you conveniently measure body weight, BMI, body fat rate, visceral fat, body water, skeletal muscle rate, muscle mass, bone mass, protein, BMR and body age.

RECORDED PARAMETERS: ●Weight ●BMI ●Body fat rate ●Visceral fat ●Body water ●Skeletal Muscle rate ●Muscle mass ●Bone mass ●Protein●BMR ●Body age ●Height record (<16 years old)

INDICATION SYMBOLS

Lo	Low battery – please change the batteries
Err	Overload
C	An error has occurred during measurement. Step off the scales and step on them again to repeat the measuring process.

WHAT IS IN THE PACKAGE: 1 x Smart Scale 1 x User Manual

WARNING

DO NOT use with medical implants such as pacemakers. **DO NOT** stand on the edge of the scale or jump on it. **DO NOT** overload the scale (MAX. 180kg / 396lb). **DO NOT** drop scale or droop and objects on it as this may damage the sensors. **DO NOT** immerse the scale in water or use chemical cleaning agents. Clean the scale with slightly damp cloth. **NOT** recommended for pregnant women. **NOT** recommended for infants, toddlers, and children under 10 years of age. Any measurement obtained using this device is for reference only and should not be considered as a medical opinion. Consult your primary care doctor or physician before making changes to your diet, exercise plan or physical activities. Always place the scale on a hard, dry and flat surface before measurement. Make sure your feet are dry before stepping on the scale. Connect the batteries in accordance with the correct polarities indicated. Remove batteries if the scale is not be used for a prolonged period of time. The user under 6 years old, only weight function, no BMI and body fat, etc. data. The user under 10 years old, only weight & BMI function, no body fat, etc. data. **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. children shall not play with the appliance. cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**

SPECIFICATION

LCD display:

Weight unit: kg/lb (switch the units in the bottom of the scale body)
Weight Limit: 6kg – 180kg (13.2lb – 396lb)
Account number: No limitation (each account can add 24 persons)
Baby mode: Allow you to scale the weight of baby
SUPPORT DEVICES: IOS 8.0 or Higher Android 5.0 or Higher
INSTALL FITDAYS: 1. Search “Fitdays” in Apple Store or Google Play or scan the QR code below: 2. Download and install the App on your device. 3. The App icon will appear on your phone or tablet after the installation is completed.

HOW TO USE APP: 1. Install the batteries from the package or pull out the insulator if batteries have been inside already. Place the scale on the hard and flat ground.

Flat and hard surface



Carpet or uneven surface



Balança de banheiro: Obrigado por escolher esta balança de banheiro inteligente. Esta balança de banheiro completa pode ajudá-lo a medir convenientemente peso corporal, IMC, taxa de gordura corporal, gordura visceral, água corporal, Taxa de músculo esquelético, massa muscular, massa óssea, proteína, TMB e idade corporal.

IMPORTANTE: Leia estas instruções cuidadosamente neste manual antes de usar o dispositivo. Ele violar as instruções fornecidas no manual ou o uso desta escala de outras maneiras que não mencionados neste manual podem causar ferimentos ou danos à balança.

PARÂMETROS GRAVADOS

● Peso ● IMC ● Índice de gordura corporal ● Gordura visceral ● Água corporal ● Frequência muscular esquelética ● Massa muscular ● Massa óssea ● Proteína ● BM ● Idade corporal ● Registro de altura (<16 anos)

SÍMBOLOS DE INDICAÇÃO

LO	Bateria fraca: substitua as baterias
Err	Sobrecarga
C	Ocorreu um erro durante a medição. Desça da balança e pise novamente para repetir o processo de medição.

O QUE ESTÁ NO PACOTE: 1 x balança de banheiro inteligente 1 x Manual do Usuário

PRECAUÇÕES:

NÃO use com implantes médicos, como marca-passos. **NÃO** fique na borda da balança ou pule nela. **NÃO** sobrecarregue a balança (MAX. 180 kg / 396 lb). **NÃO** deixe cair a balança ou objetos na balança, pois isso pode danificar os sensores. **NÃO** mergulhe a balança em água ou use produtos químicos de limpeza. Limpe a balança com um pano ligeiramente úmido. **NÃO** recomenda-se para mulheres grávidas. **NÃO** é recomendado para bebês, crianças pequenas e crianças menores de 10 anos. Qualquer medida obtida usando este dispositivo é apenas para referência e não deve ser considerada como uma opinião médica. Consulte o seu médico de cuidados primários ou médico antes de fazer alterações em sua dieta, plano de exercícios ou atividades físicas. Sempre coloque a balança em uma superfície dura, seca e plana antes de medir. Certifique-se de que seus pés estejam secos antes de pisar na balança. Conecte as baterias de acordo com as polaridades corretas indicadas. Remova as pilhas se a balança não for usada por um longo período de tempo. O usuário com menos de 6 anos, apenas função de peso, sem IMC e gordura corporal, etc. dados. O usuário com menos de 10 anos, apenas peso e função IMC, sem gordura corporal, etc. dados. **Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se receberam supervisão ou instruções para uma utilização segura do aparelho e compreensão dos perigos envolvidos. as crianças não devem brincar com o aparelho. as crianças não devem efetuar limpeza e manutenção pelo usuário sem supervisão.**

ESPECIFICAÇÕES

Ecrã LCD: Unidade de peso: kg / lb (altere as unidades na parte inferior do corpo da balança)
Limite de peso: 6 kg - 180 kg (13,2 lb - 396 lb). Número de contas: sem limitação (cada conta pode adicionar 24 pessoas). Modo bebê: permite ver o peso do bebê.
DISPOSITIVOS DE SUPORTE: IOS 8.0 ou superior Android 5.0 ou superior
INSTALAR FITDAYS: 1. Pesquise "Fitdays" na Apple Store ou no Google Play ou digitalize o código QR abaixo: 2. Baixe e instale o aplicativo no seu dispositivo. 3. O ícone do aplicativo aparecerá no seu telefone ou tablet após a conclusão a instalação






COMO USAR O APLICATIVO

1. Instale as baterias da embalagem ou remova o isolador se as baterias já estiverem dentro. Coloque a balança no piso duro e plano.

Superfície plana e dura






Tapete ou superfície irregular




3. Registre sua própria identificação, conta de e-mail ou rede social.

4. Adicione informações pessoais e confirme Ok. **Nota:** Anote o sexo (masculino ou feminino), idade, altura ou nível de corporeidade incorreta pode causar que as medições são imprecisas.

5. Toque o pé na balança para Ative a tela. Aguarde o visor mostra "0.0" (kg / lb). 6. Suba na balança com os pés NUDES para ativá-lo. Ligue o Bluetooth no seu telefone inteligente ou tablet.



PÉS E SAIAS LIMPOS



CON CALCETINES O ZAPATOS



NOTA:

Se você pisar na balança com meias ou meias, apenas o peso e o IMC serão medidos e será exibido na página principal. Para dados completos, suba na balança com os pés descalços. 7. O número na tela pisca quando a balança está pesando e analisando Continue em pé na balança até que o círculo seja estável e mostre que seu telefone recebeu todos os dados do escala

Comelec

INSTRUCTIONS MANUAL SMART BODY FAT SCALE MODEL BBCH 6103



CE



SUITABLE FOR FAMILY USE
THIS PRODUCT IS FOR HOME USE ONLY

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY OF THIS MANUAL BEFORE STARTING.

DO NOT HANDLE THIS SMART BODY FAT SCALE INTERNALLY.

The texts, photos, colors, figures and data correspond to the current technical level from the moment they have been printed. We reserve the right to modifications motivated by the permanent development of the technique in our

DOCUMENTO DE GARANTIA

Obrigado por adquirir este produto COMELEC este dispositivo foi verificado em todos os seus componentes meticulosamente, por isso garantimos o funcionamento correto, mas para isso é necessário VOCÊ leu cuidadosamente o manual de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo.

A COMELEC garante ao comprador deste produto, uma garantia total de DOIS ANOS, regida pelo condições estabelecidas cuja regulamentação se encontra no Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro, que aprova o texto revisado da Lei Geral de Defesa do Consumidor e Usuários, (artigos 114 a 127)

COMELEC está empenhada em reparos são completamente livres, mão de obra e peças de reposição, inclusive.

O Serviço de Assistência Técnica resolverá todos os reparos que este dispositivo possa exigir.

Reveja cuidadosamente o LIVRO DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do dispositivo.

Qualquer anomalia que possa ocorrer devido à não observância de tais instruções não será coberta a garantia

A data de venda do dispositivo, para fins do período de garantia, será aquela que aparece na fatura de compra.

Operação de garantia: Em relação a todos os defeitos de conformidade detectados pelo assistência técnica, que se manifestam no prazo de seis meses a contar da entrega das mercadorias, presume-se que já existiam em dita data, a intervenção será totalmente gratuita (a menos que essa hipótese seja incompatível com o natureza ou natureza do defeito de conformidade).

Durante os dezoito meses seguintes, deve ser o usuário que demonstra. Que a falta de conformidade já chegou no momento da entrega.

FABRICADO CHINA PARA COMELEC

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nome do FabricantePRAGMATICA GRUPO EUROPEO, S.L

Endereço:Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons

Código postal,46970Cidade:Alaquas VALENCIA

Declaramos sob nossa responsabilidade que o produto:

Descrição do produto:Escala de Banho inteligente

Modelo:BBCH6103

Marca:COMELEC

Está em conformidade com a legislação da União Europeia em conformidade com as orientações 2004/108 / UE

Os padrões se aplicam::

EN 61000-3-3:2013

Name:Pablo Gonzalez

Posição na empresa :Administrador

Data:10 Enero 2.019

Assinatura:

MEIO AMBIENTE

Eliminação correta deste produto

Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana que representem a eliminação de resíduos descontrolada, reciclagem responsável para promover a reutilização recursos materiais sustentáveis.

Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de retomar e pegar ou entrar em contato com o estabelecimento onde você comprou o produto.

Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Pragmatica Grupo Europeo, S.L

Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons

46970 Alaquas VALENCIA Tfno. 963 313 252

USER:

DATA DE VENDA

ASSINATURA E SELO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: Para retornar à garantia efetiva, ou VENDEDOR, você deve preencher, assimilar e certificar o Certificado.

Para receber atendimento sob as condições estabelecidas neste certificado, envie para o Serviço Técnico Autorizado, este documento ao lado da fatura de compra.

Fitdays

0.00 kg

Target: 56.1 kg

Weight BMI Body fat rate

More Data >>

Weight

BMI

Body fat rate

Fitdays

51.50 kg

Target: 52.7 kg

17:54 06/12/2018

0.80 kg 0.9 BMI Body fat rate

Than last time: 17:53

More Data >>

Weight

BMI

Body fat rate

Details

17:54 06/12/2018

0.80 kg 0.9 BMI Body fat rate

Than last time: 17:53

Weight 51.50 kg

BMI 20.1

Body fat rate 26.9 %

Visceral fat 2.8

Body water 50.0 %

skeletal muscle rate 50.3 %

Muscle mass 35.33 kg

bone mass 2.30 kg

Protein 18.7 %

BMR 1157 kcal

8. Você pode encontrar o relatório de análise sobre Peso Corporal, IMC, BMR, Músculo, Massa Óssea etc. (veja detalhes completos em Mais dados >>). Quando você clica em Gravar, pode ver seu formulário de bate-papo a longo prazo. O Fitdays permite que você Zoom + o registro para todas as funções através do ícone direito; O Fitdays também suporta registro de recentemente, semana, mês e ano;

18:02

Recently Week Month Year

Weight(kg) 50.10 kg 0.08 kg

BMI 19.6

Body fat rate(%) 25.0 % 0.3 %

History Records

Weight(kg)

Recently Week Month Year

60

40

20

0

28/11 29/11 30/11 01/12

Note: slide left or right or drag with two fingers to see more records.

Fitdays

0.00 kg

Target: 56.1 kg

Weight BMI Body fat rate

More Data >>

Weight

BMI

Body fat rate



Fitdays

Find your fitdays.com

Device Add user Setting

Primary/fitdays

10. Pesando o bebê: clique em + -> Modo Bebê. Pise na balança por conta própria, depois que a balança ganhar peso e segure o bebê para obter o peso do bebê.



GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS: 1. Bluetooth não conectado. A balança e o smartphone devem estar com o Bluetooth ativado. Verifique a versão IOS do seu telefone inteligente; deve ser IOS 8.0 ou superior / Andorid 5.0 ou superior. Me Clique em Mim -> dispositivo encontre a balança 2. Nenhum dado de gordura corporal medido ao pesar. O usuário deve estar descalço para medir a gordura corporal. Verifique se os pés e a balança estão secos. A balança não termina de pesar quando o número estiver piscando (mantenha-se na balança por cerca de 10 segundos até o número no visor parar de piscar). O Bluetooth não está ativado. O Bluetooth está emparelhado com uma escala de diferença. 3. A balança está produzindo pesos inconsistentes. Verifique se a balança está em uma superfície plana e dura. Verifique cada pé sensor na parte traseira para garantir que não haja nada preso na parte inferior. Remova as pilhas para reiniciar a balança. 4. O aplicativo exibe a proporção incorreta de músculo liso A configuração do parâmetro do corpo está incorreta; verifique se digitou o sexo, a altura e a idade corretos. 5. Como recalibrar a balança depois de movê-la ou trocar as pilhas?. Pise na balança para ligá-la. Deixe cair automaticamente para 0,0 kg / lb para calibrar. 6. A balança não liga. Retire as pilhas e coloque-as de volta. Certifique-se de inserir as baterias na direção correta. 7. Como mudar de unidade? Você precisa alterar a unidade de balança pelo botão traseiro. A APP mostrará a mesma unidade com a balança.

CONSELHOS SOBRE BATERIA

 Se a balança não for usada por longos períodos, é recomendável remover a bateria para evitar danos à balança devido a um possível vazamento da bateria. Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.



Não misture pilhas velhas e novas, com composições diferentes ou de marcas diferentes, a fim de evitar possíveis vazamentos e explosões. Não aqueça ou deforme as baterias ou explore ao fogo.



As pilhas usadas não devem ser descartadas no lixo doméstico. Consulte a autoridade local para obter conselhos sobre reciclagem de baterias.



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser descartados no lixo doméstico. Recicle onde houver instalações. Consulte a Autoridade ou revendedor local para obter conselhos sobre reciclagem.

DISPOSIÇÃO



O material da embalagem é reciclável. Elimine-o de forma ambientalmente correta de maneira amigável e leve-a para um centro de reciclagem.



Descarte o dispositivo de maneira ecológica. Descarte-o em um centro de reciclagem de dispositivos elétricos e eletrônicos usados. Você pode obter mais informações com as autoridades locais.



As baterias devem ser removidas antes do descarte do dispositivo e descartadas separadamente do dispositivo. Para proteger o meio ambiente, não recarregáveis e baterias recarregáveis não podem ser descartadas no lixo doméstico normal, mas deve ser levado a pontos de coleta adequados. Observe também os regulamentos estatutários relevantes regulando o descarte de baterias.